

ТОНОМЕТР "OMRON" елект. M2 Basic+адаптер

Комплектація: тонометр OMRON M2Basic

Манжета конічної форми 22-32

Інструкція користувача

гарантійні документи

елементи живлення 4 АА

мережовий адаптер

Виробник: OMRON HEALTHCARE CO. /ЯПОНІЯ/

Торгова марка: OMRON

Спосіб застосування: Необхідно прийняти зручне положення сидячи, повністю звільнити одну руку від одягу, і покласти її таким чином, щоб надітий манжет відповідав рівню розташування серця.

Якщо рукав одягу був закатан, слід уважно стежити, щоб він не здавлював плече, і не впливав на результат вимірювання.

Нижній край манжети повинен бути розташований на пару сантиметрів вище ліктьового згину, таким чином, щоб манжетная трубка проходила через середину руки.

Накладатися манжет має досить щільно, але не туго.

Після виконання даних умов можна приступати до нагнітання повітря в манжет. Це відбувається в повністю автоматизованому режимі.

Термін придатності: необмежений