

ТОНОМЕТР "ГАММА" ACTIVE автомат.

Комплектація: тонометр
Манжета конічної форми 13.5-19.5
Інструкція користувача
гарантійні документи
елементи живлення 2 АА

Виробник: Seelife Ltd./АНГЛІЯ/

Торгова марка: GAMMA

Спосіб застосування: Браслет тонометра необхідно ретельно закріпити на зап'ясті дисплеєм вгору, розмістивши таким чином, щоб між підставою долоні і нижнім краєм браслета залишалася відстань в 0,5-1 см.

Браслет тонометра повинен повністю закривати зап'ястя.

Для гарантії точності вимірювання необхідно переконатися, що браслет ретельно закріплений.

При вимірі тиску необхідно прийняти зручну позу.

Перш, ніж вимірювати тиск, необхідно зробити 5-6 глибоких зітхань, а потім відновити нормальне дихання.

Дуже важливо при вимірюванні тиску не напружувати м'язи і зберігати зручну позу.

Термін придатності: необмежений