

ТОНОМЕТР "GAMMA" SEMI

Комплектація: тонометр
Манжета конічної форми 22-32
Груша для нагнітання повітря
Інструкція користувача
Гарантійні документи
Елементи живлення 4 АА
мережовий адаптер

Виробник: Seelife Ltd./АНГЛІЯ/

Торгова марка: GAMMA

Спосіб застосування: Необхідно прийняти зручне положення сидячи, повністю звільнити одну руку від одягу, і покласти її таким чином, щоб надітий манжет відповідав рівню розташування серця.

Якщо рукав одягу був закатан, слід уважно стежити, щоб він не здавлював плече, і не впливав на результат вимірювання.

Нижній край манжети повинен бути розташований на пару сантиметрів вище ліктьового згину, таким чином, щоб манжетная трубка проходила через середину руки.

Накладатися манжет має досить щільно, але не туго.

Після виконання даних умов можна приступати до нагнітання повітря в манжет.

Термін придатності: необмежений