

ИНГАЛЯТОР компрес.VEGA FAMILY CN-01 W

Комплектація: Компрессор

Ингаляционная маска взрослая - 1 шт.

Ингаляционная маска детская - 1 шт.

Насадка для носа - 1 шт.

Мундштук ингаляционный - 1 шт.

Шланг воздушный - 1 шт.

Запасные воздушные фильтры - 5 шт.

Инструкция.

Гарантийный талон.

Виробник: ВЕГА ТЕХНОЛОДЖІС

Торгова марка: VEGA

Спосіб застосування: Використовуйте загубник для підвищення ефективності лікування.

Інгаляції через маску рекомендовані пацієнтам з утрудненим диханням.

Наливайте ліки в розпилювач компресорного інгалятора за допомогою стерильного шприца.

Для приготування ліків використовуйте розчин натрію хлорид 0,9% (для інгаляцій).

Під час процедури сидіть прямо, вдихайте і видихайте повільно і спокійно.

Тримайте апарат у вертикальному стані.

Термін придатності: необмежений