

ТЕСТ-смужки FINETEST AVTO-CODING PREMIUM №50

Комплектація: упаковка тест смужок 25 шт.
Глюкометр Contour plus

Виробник: INFOPIA CO.LTD КОРЕЯ

Торгова марка: FINETEST

Спосіб застосування: Кожен набір тест-смужок забезпечений докладною інструкцією. Процедура проведення аналізу крові на цукор достатня проста. Спочатку ретельно вимийте руки з милом і протріть палець спиртом. Потім спеціальною медичною голкою зробіть швидкий укол в бічну поверхню кінчика середнього пальця. Видавіть з рани першу краплю крові, приберіть її сухою ваткою. Другу крапельку крові нанесіть на край тест смужки. Після чого внесіть тест-смужку у глюкометр і потім зчитайте результати.

Термін придатності: Вказаний на упаковці