

ТОНОМЕТР елект.авт.ВР А2 Classic

Комплектація: тонометр
Манжета конічної форми 22-42
Інструкція користувача
гарантійні документи
елементи живлення 4 АА
сумка для транспортування

Виробник: МІКРОЛАЙФ АГ

Торгова марка: MICROLIFE

Спосіб застосування: Необхідно прийняти зручне положення сидячи, повністю звільнити одну руку від одягу, і покласти її таким чином, щоб надітий манжет відповідав рівню розташування серця.

Якщо рукав одягу був закатан, слід уважно стежити, щоб він не здавлював плече, і не впливав на результат вимірювання.

Нижній край манжети повинен бути розташований на пару сантиметрів вище ліктьового згину, таким чином, щоб манжетная трубка проходила через середину руки.

Накладатися манжет має досить щільно, але не туго.

Після виконання даних умов можна приступати до нагнітання повітря в манжет.

Термін придатності: необмежений