

ІНГАЛЯТОР компрес.VEGA VN-420

Комплектація: Блок компресорний
маска для дорослих
дитяча маска
мундштук
носова насадка
шланг повітряний
фільтри для заміни повітряні
Інструкція по застосуванню

Виробник: ВЕГА ТЕХНОЛОДЖІС

Торгова марка: VEGA

Спосіб застосування: Використовуйте загубник для підвищення ефективності лікування. Інгаляції через маску рекомендовані пацієнтам з утрудненим диханням. Наливайте ліки в розпилювач компресорного інгалятора за допомогою стерильного шприца. Для приготування ліків використовуйте розчин натрію хлорид 0,9% (для інгаляцій). Під час процедури сидіть прямо, вдихайте і видихайте повільно і спокійно. Тримаючи апарат у вертикальному стані.

Термін придатності: необмежений