

ІНГАЛЯТОР компрес. Gamma EFFECT Max

Комплектація: небулайзер
ротової мундштук
доросла і дитяча маски

Виробник: Seelife Ltd./ANGLIYA/

Торгова марка: Gamma

Спосіб застосування: Використовуйте загубник для підвищення ефективності лікування. Інгаляції через маску рекомендовані пацієнтам з утрудненим диханням. Наливайте ліки в розпилювач компресорного інгалятора за допомогою стерильного шприца. Для приготування ліків використовуйте розчин натрію хлорид 0,9% (для інгаляцій). Під час процедури сидіть прямо, вдихайте і видихайте повільно і спокійно. Трмайте апарат у вертикальному стані.

Термін придатності: необмежений