

ТЕСТ-смужки GAMMA MS №25

Комплектація: упаковка тест смужок 25 шт.

Виробник: ШВЕЙЦАРІЯ

Торгова марка: GAMMA DM №50

Спосіб застосування: Кожен набір тест-смужок забезпечений докладною інструкцією. Процедура проведення аналізу крові на цукор достатня проста. Спочатку ретельно вимийте руки з милом і протріть палець спиртом. Потім спеціальною медичною голкою зробіть швидкий укол в бічну поверхню кінчика середнього пальця. Видавть з рани першу краплю крові, приберіть її сухою ваткою. Другу крапельку крові нанесіть на край тест смужки. Після чого внесіть тест-смужку у глюкометр і потім зчитайте результати.

Термін придатності: Вказаний на упаковці